


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11B Di Topo Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0008400



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD11b di topo (Integrina alfa-M, P05555) per citometria a flusso (FC). Validato su campioni di topo; ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria, della funzione del recettore del complemento e della fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD11b di topo
Note/alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3684
ID del gene	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 di CD11b di topo (NP_032427.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante