


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11B Di Topo Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0008731



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD11b di topo (integrina alfa-M, CR3, MAC-1). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Immunogeno costituito da proteina ricombinante (aa 143-337). Reagisce crociatamente con il topo. Ideale per la ricerca su monociti/macrofagi e microglia. UniProt P05555.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD11b di topo
Note/alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GenelD	16409
GenelD (umano)	3684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 di CD11b di topo (NP_032427.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante