


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11B Di Topo () Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0004595



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro il CD11b di topo (integrina alfa-M), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'adesione leucocitaria, della fagocitosi e della funzione del recettore del complemento nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD11b di topo
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b di topo (NP_032427.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio