

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd123 Per Fc - P26952

Numero articolo: CM0009282

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato anti-CD123 murino (recettore alfa IL-3), validato per citometria a flusso (FC). Adatto per il rilevamento di cellule progenitrici ematopoietiche murine e studi sulla segnalazione IL-3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-mouse CD123 mAb
Osservazioni/Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Specie	Mouse
Gene ID (umano)	3563
Gene ID	16188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-331 del CD123 murino (NP_032395.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P26952
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio