

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd124/IL-4Ra Per Fc - P16382

Numero articolo: CM0011653

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-mouse CD124/IL-4Rα progettato per la citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare del recettore IL-4 di topo, consentendo studi sulle vie di segnalazione IL-4/IL-13.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD124/IL-4Ra
Note/Alias	Il4r; CD124
Specie	Topo
ID Gene (umano)	3566
ID Gene	16190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-233 del CD124/IL-4Ra di topo (NP_001008700.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P16382
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio