

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Per Fc - P16382

Numero articolo: CM0010156

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-mouse CD124/IL-4Rα per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 26-233), validato per campioni di topo. Ideale per lo studio della segnalazione IL-4/IL-13 nella ricerca sulle allergie e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
Osservazioni/Alias	Il4r; CD124
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3566
GeneID	16190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-233 del CD124/IL-4Ra di topo (NP_001008700.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P16382
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio