

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd126/IL-6R α Di Topo Mab - P22272

Numero articolo: CM0009918

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira all'IL-6R α (CD126) del topo, coniugato con per la citometria a flusso. Rileva l'IL-6R α nativa, supporta studi di immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD126/IL-6R α di topo mAb
Note/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alfa
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3570
ID Gene (Topo)	16194
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-357 della catena CD126/IL-6R α del topo (NP_034689.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P22272
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio