

Coniglio Anti-Mouse Cd126/Ilcatena 6Rα Anticorpo Monoclonale Per Fc - P22272

Numero articolo: CM0005512

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro il recettore alfa dell'interleuchina-6 murina (CD126/IL-6Rα). Validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio della segnalazione IL-6, della risposta immunitaria e delle malattie infiammatorie. UniProt: P22272.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse catena CD126/IL-6Rα mAb
Osservazioni/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3570
GeneID (mouse)	16194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-357 della catena CD126/IL-6Rα murina (NP_034689.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P22272
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio