

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd126/IL-6R α Chain Per Citometria A Flusso - P22272

Numero articolo: CM0009141

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia la subunità alfa del recettore per interleuchina-6 (IL-6R α) del topo per citometria a flusso. Rileva sia la forma legata alla membrana che quella solubile, ideale per studi sulla risposta immunitaria e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD126/IL-6R α chain
Annotazioni/Altri nomi	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3570
GeneID	16194
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-357 della catena CD126/IL-6R α di topo (NP_034689.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P22272
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio