

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd127/IL-7Rα Di Topo Per Fc - P16872

Numero articolo: CM0009366



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD127/IL-7Rα di topo, validato per la citometria a flusso. Specifico per topo, con un peso molecolare previsto di 51 kDa. Adatto per la ricerca in immunologia e sui recettori delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD127/IL-7Rα di topo
Note/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3575
ID Gene (Topo)	16197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 del CD127/IL-7Rα di topo (NP_612564.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P16872
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio