

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-CD127/IL-7R α Di Topo Coniugato Per Citometria A Flusso - P16872

Numero articolo: CM0010831



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato contro CD127/IL-7R α di topo, adatto per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore dell'interleuchina-7 e del TSLP nella milza, nel timo e nello sviluppo delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD127/IL-7R α di topo
Note/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3575
ID del gene (topo)	16197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 di CD127/IL-7R α di topo (NP_612564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (citometria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P16872
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante