

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd127/IL-7R α Per Citometria A Flusso - P16872

Numero articolo: CM0008681



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD127/IL-7R α di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare la segnalazione di IL-7/TSLP nella milza, nel timo e nel fegato fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7R α mAb
Annotazioni/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
ID gene (Umano)	3575
ID gene (Topo)	16197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 di CD127/IL-7R α di topo (NP_612564.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P16872
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio