


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd130/Gp130 Per Citometria A Flusso - Q00560

Numero articolo: CM0006259



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il dominio extracellulare di CD130/gp130 (IL6ST) di topo. Validato per citometria a flusso, reattivo con campioni di topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione immunitaria, ossea e neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD130/gp130 mAb
Note/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	3572
ID gene (Topo)	16195
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-617 di CD130/gp130 di topo (NP_034690.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00560
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio