

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd138/Syndecan-1 Di Topo Coniugato Con Per Citometria A Flusso - P18828

Numero articolo: CM0006143

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con e diretto contro CD138/Syndecan-1 di topo per applicazioni di citometria a flusso. Validato per studi sulla biogenesi degli esosomi e sulle interazioni con la matrice. Reagisce crociatamente con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD138/Syndecan-1 di topo coniugato con
Note/Alias	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Specie	Topo
ID del gene (umano)	6382
ID del gene (topo)	20969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-255 di CD138/Syndecan-1 di topo (NP_035649.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18828
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante