

Coniglio Anti-Mouse Cd138/Sindecano-1 Anticorpo Monoclonale Per If-P E Fc - P18828

Numero articolo: CM0012444

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD138/Sindecano-1 coniugato con , validato per immunofluorescenza (IF-P) e citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio della biogenesi degli esosomi, dell'adesione cellulare e della segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD138/Sindecano-1 mAb
Osservazioni/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6382
GeneID	20969
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-255 del CD138/Sindecano-1 murino (NP_035649.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P18828
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio