


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd14 Per Fc - P10810

Numero articolo: CM0010592



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD14 murino, validato per citometria a flusso. Il CD14 murino è un corecettore chiave dell'immunità innata per LPS e lipopeptidi batterici. Ideale per l'immunofenotipizzazione dei sottotipi di macrofagi nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-mouse CD14
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	929
GeneID (Mouse)	12475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-345 del CD14 murino (NP_033971.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P10810
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio