


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd14 Per Fc - P10810

Numero articolo: CM0010270



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD14 di topo, validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia l'antigene di differenziazione monocitaria di 39 kDa, un co-recettore per il lipopolisaccaride batterico (LPS) e mediatore della risposta immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD14
Note/Alias	CD14
Specie	Topo
GeneID (Umano)	929
GeneID	12475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-345 del CD14 di topo (NP_033971.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P10810
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio