

Coniglio Anti-Mouse Cd140B/Pdgfr Beta Anticorpo Monoclonale Per Fc - P05622

Numero articolo: CM0009106



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega al recettore CD140b/PDGFR beta del mouse. Validato per applicazioni di citometria a flusso, reattivo specificamente con il mouse. Peso molecolare previsto 123 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione PDGF nello sviluppo, nell'angiogenesi e nella fibrosi renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD140b/PDGFR beta mAb
Osservazioni/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	5159
GeneID (Mouse)	18596
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente aminoacidi 32-530 del CD140b/PDGFR beta del mouse, NP_032835.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P05622
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio