

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd140B/Pdgfr Beta Per Citometria A Flusso - P05622

Numero articolo: CM0009536



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD140b/PDGFR beta di topo (P05622), validato per citometria a flusso. Ideale per ricerche in biologia vascolare, periciti e fibrosi renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD140b/PDGFR beta
Note/Abbreviazioni	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Specie	Topo
GeneID (umano)	5159
GeneID	18596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-530 di CD140b/PDGFR beta di topo (NP_032835.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05622
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio