

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd144/Ve-Caderina Per Fc - P55284

Numero articolo: CM0010343



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la CD144/VE-Caderina di topo (Swiss-Prot P55284). Validato per citometria a flusso, adatto per la biologia delle cellule endoteliali e la ricerca vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD144/VE-Caderina mAb
Annotazioni/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	1003
GeneID (Topo)	12562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 46-592 della CD144/VE-Caderina di topo (NP_033998.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P55284
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio