

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd144/Ve-Caderina Per Citometria A Flusso - P55284

Numero articolo: CM0008033



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 647 che bersaglia CD144/VE-Caderina di topo (SWISS P55284) per citometria a flusso. Permette la rilevazione della caderina vascolare endoteliale nella ricerca sull'adesione delle cellule endoteliali, l'organizzazione delle giunzioni e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD144/VE-Cadherin mAb
Annotazioni/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	1003
GeneID (Topo)	12562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 46-592 di CD144/VE-Caderina di topo (NP_033998.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P55284
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio