

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Mouse Cd146 Per Fc - Q8R2Y2

Numero articolo: CM0010547

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD146 di topo (MUC18/gicerin). Validato per la citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare (aa 24-563). Ideale per studi sull'adesione del melanoma e sui monociti endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse CD146
Note/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4162
GeneID	84004
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 24-563 del CD146 di topo (NP_075548.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8R2Y2
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio