

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146 Di Topo Per Fc - Q8R2Y2

Numero articolo: CM0008966

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro la CD146 di topo (MUC18). Convalidato per citometria a flusso (FC) in campioni di topo. Adatto per rilevare molecole di adesione cellulare nella ricerca sul melanoma e sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD146
Note / Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	4162
GeneID	84004
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-563 della CD146 di topo (NP_075548.2)
Origine	Coniglio
Categoria	
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8R2Y2
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio