

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd150/Slam - Q9Qum4

Numero articolo: CM0007842

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad contro CD150/SLAM di topo, validato per citofluorimetria a flusso. Mira alla molecola di attivazione linfocitaria di segnalazione espressa sulle cellule immunitarie, adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD150/SLAM
Osservazioni/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6504
GeneID	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 di CD150/SLAM di topo (NP_038758.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citofluorimetria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio