

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd150/Slam Per Citometria A Flusso - Q9Qum4

Numero articolo: CM0008466

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD150/SLAM (SLAMF1) di topo, un recettore auto-ligando che regola l'attivazione immunitaria. Adatto per citometria a flusso. Peso molecolare proteico ~38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD150/SLAM
Note / Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Specie	Topo
GeneID (umano)	6504
GeneID	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 di CD150/SLAM di topo (NP_038758.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso molecolare proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio