

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd161c/Nk1.1 Di Topo Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0011917

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD161c/NK1.1 (Klrb1c) di topo, validato per la citometria a flusso. L'immunogeno ricombinante garantisce il rilevamento specifico delle cellule NK. Ideale per studi di immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD161c/NK1.1 di topo coniugato con
Note/alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3820
ID del gene	17059
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 di CD161c/NK1.1 di topo (NP_001153376.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante