

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0007954

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD161c/NK1.1 di topo per citometria a flusso. Rileva l'antigene di superficie delle cellule NK NK1.1; adatto per l'immunofenotipizzazione e studi funzionali delle cellule natural killer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Note/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3820
ID Gene (Topo)	17059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 67-223 di CD161c/NK1.1 di topo (NP_001153376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio