

Coniglio Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q3Ta56

Numero articolo: CM0012778

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirante al CD162/PSGL-1 (Selp1g) murino. Progettato per applicazioni di citometria a flusso, cross-reagisce con il mouse. Proteina di membrana con peptide segnale e dominio transmembrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
Note/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	6404
Gene ID	20345
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio