

Coniglio Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q3Ta56

Numero articolo: CM0011161

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con fluoroforo che si specificamente al CD162/PSGL-1 di topo (Q3TA56). Validato per la citometria a flusso (FC), funge da strumento affidabile per studi immunologici sull'adesione cellulare e sul traffico dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
Note/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	6404
Gene ID	20345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-320 del CD162/PSGL-1 di topo (NP_033177.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio