

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd19 Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0004657

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità contro il CD19 del topo, validato per la citometria a flusso (FC). Consente l'identificazione precisa delle cellule B nella milza, nel midollo osseo e nel sangue periferico, supportando la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD19
Specie	Topo
GeneID (Umano)	930
GeneID	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 del topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio