

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd19 Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0010741

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD19 coniugato con per citometria a flusso (FC). Miraggio all'antigene dei linfociti B CD19 (60 kDa), un corecettore BCR critico per lo sviluppo e la funzione delle cellule B. Validato su cellule B di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-mouse CD19 mAb
Osservazioni/Alias	Cd19
Specie	Topo
GeneID (Umano)	930
GeneID	12478
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-287 del CD19 di topo (NP_033974.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio