

Coniglio Anti-Mouse Cd19 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0010339

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirante al CD19 murino, un corecettore dell'antigene dei linfociti B per la segnalazione BCR. Ottimizzato per la citometria a flusso su campioni murini. Ideale per l'immunofenotipazione delle cellule B e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD19 mAb
Note/Alias	Cd19
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	930
Gene ID	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 murino
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio