

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Di Topo Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0006134

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il CD19 di topo. Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo è ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e la ricerca sui linfociti. Reagisce crociatamente con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD19 di topo
Note/alias	Cd19
Specie	Topo
GeneID (umano)	930
GeneID	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-287 del CD19 di topo (NP_033974.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante