

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd19 Di Topo Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0008988



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il CD19 di topo. Validato per citometria a flusso, adatto per l'immunofenotipatura delle cellule B in modelli murini. SWISS: P25918.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD19
Note / Alias	CD19
Specie	Topo
GenelD (Umano)	930
GenelD	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD19 di topo.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio