

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd19 Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0007966

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD19 del topo per citometria a flusso. Rileva l'antigene dei linfociti B su splenociti, cellule del midollo osseo e dei linfonodi. Derivato da proteina ricombinante, specifico per il CD19 del topo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto        | Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse CD19 |
| Specie                   | Topo                                           |
| GenelD (Umano)           | 930                                            |
| GenelD                   | 12478                                          |
| Immunogeno               | Proteina ricombinante del CD19 del topo.       |
| Sorgente                 | Coniglio                                       |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                          |
| Applicazione             | FC (Citometria a Flusso)                       |
| Reattività Incrociata    | Topo                                           |
| SWISS                    | P25918                                         |
| Peso Molecolare Proteico | 60 kDa                                         |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                          |