

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd2 Per Fc - P08920

Numero articolo: CM0008183

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-mouse CD2 validato per citometria a flusso (FC). Rileva specificamente il CD2 del mouse (Ly37/LFA-2), adatto per la ricerca sull'adesione e la segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-mouse CD2
Note/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	914
GenelD	12481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-203 del CD2 del mouse (NP_038514.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P08920
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca refrigerante