

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd2 Per Fc - P08920

Numero articolo: CM0009007

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugo marcato con contro il CD2 del topo (Ly-37/LFA-2) per citometria a flusso. Reagisce con il topo, immunogeno da amminoacidi 23-203. Ideale per studi di adesione e segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse CD2 (mAb)
Note/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	914
ID Gene	12481
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-203 del CD2 del topo (NP_038514.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P08920
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio