

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd2 Di Topo Per Fc - P08920

Numero articolo: CM0005714

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad contro il CD2 del topo (LFA-2, Ly37) per la citometria a flusso. Riconosce l'antigene di superficie delle cellule T coinvolto nell'adesione e nell'attivazione. Adatto per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD2 di topo
Note/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Specie	Topo
GenelD (Umano)	914
GenelD	12481
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-203 del CD2 di topo (NP_038514.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P08920
Peso molecolare proteico	38kDa
Spedizione	Sacco refrigerante