

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd2 Di Topo Per Citometria A Flusso - P08920

Numero articolo: CM0008304



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD2 di topo (Ly-37, LFA-2), validato per citometria a flusso. Riconosce una molecola di adesione della superficie delle cellule T di 38 kDa. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD2 mAb
Annotazioni/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	914
GenelD	12481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 23-203 del CD2 di topo (NP_038514.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08920
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio