


Coniglio Anti-Mouse Cd200/Ox2 Anticorpo Monoclonale Per Fc - O54901

Numero articolo: CM0004797



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirante alla glicoproteina di membrana CD200/OX-2 del mouse. Validato per la citometria a flusso, specifico per il mouse. Immunogene ricombinante non coniugato, aminoacidi 31-232. UniProt O54901.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD200/OX2 mAb
Note/Alias	OX2; Mox2
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	4345
GeneID	17470
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 31-232 del CD200/OX2 del mouse (NP_034948.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	O54901
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio