

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd201/Epcr Per Fc - Q64695

Numero articolo: CM0006239

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD201/EPCR (PROCR) del topo. Progettato per l'analisi in citometria a flusso del recettore della proteina C endoteliale; l'immunogeno copre gli amminoacidi 18-210. Reagisce specificamente con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD201/EPCR
Note/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10544
GeneID	19124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201/EPCR del topo (NP_035301.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q64695
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio