

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd201/Epcr Di Topo Per Citometria A Flusso - Q64695

Numero articolo: CM0008628

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD201/EPCR (recettore della proteina C endoteliale) del topo, validato per la citometria a flusso. Rileva un recettore di membrana di 27 kDa coinvolto nella coagulazione del sangue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD201/EPCR di topo
Note/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Specie	Topo
GenelD (Umano)	10544
GenelD	19124
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q64695
Peso molecolare proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante