

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd201/Epcr Per Citometria A Flusso - Q64695

Numero articolo: CM0004004

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD201/EPCR del topo. Validato per la citometria a flusso (FC), questo anticorpo è ideale per la ricerca sulle cellule endoteliali e sulla coagulazione. Peso molecolare: 27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD201/EPCR
Note/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	10544
ID Gene	19124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201/EPCR del topo (NP_035301.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q64695
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio