

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd205/Dec-205 Per Fc - Q60767

Numero articolo: CM0011907

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD205/DEC-205 (Ly75) murino, un recettore endocitico di 197 kDa sulle cellule dendritiche. Validato per citometria a flusso (FC), reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-mouse CD205/DEC-205
Osservazioni/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	100526664
ID Gene	17076
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 216-490 del CD205/DEC-205 murino (NP_038853.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60767
Peso proteico	197kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio