

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd205/Dec-205 () Per Fc - Q60767

Numero articolo: CM0004226

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato targeting mouse CD205/DEC-205 (Ly75). Validato per la citometria a flusso, rileva una proteina di ~197kDa, reagisce con il mouse. Ideale per studi sulle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
Note/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	100526664
GeneID	17076
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-490 del mouse CD205/DEC-205 (NP_038853.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q60767
Peso proteico	197kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio