

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd205/Dec-205 Per Citometria A Flusso - Q60767

Numero articolo: CM0004407



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD205/DEC-205 di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare la funzione delle cellule dendritiche e i percorsi di assorbimento degli antigeni nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-topo CD205/DEC-205
Note/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	100526664
ID Gene	17076
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60767
Peso proteico	197kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio