


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd206/Mmr Per Fc - Q61830

Numero articolo: CM0011520



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD206 (recettore mannosico dei macrofagi 1) di topo. Progettato per l'analisi al citofluorimetro di flusso dei macrofagi di topo. Specifico per CD206 di topo, peso molecolare approssimativamente 165 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Mouse CD206/MMR mAb                                                                                                                           |
| Note/Alias          | MR; CD206                                                                                                                                                 |
| Specie              | Topo                                                                                                                                                      |
| GeneID (Uomo)       | 4360                                                                                                                                                      |
| GeneID              | 17533                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-154 di CD206/MMR di topo (NP_032651.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                     |
| Applicazione        | FC (intra),FC                                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                                      |
| SWISS               | Q61830                                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 165 kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                         |