


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd206/Mmr Di Topo Coniugato Con Per Citometria A Flusso - Q61830

Numero articolo: CM0009845



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD206/MMR di topo per citometria a flusso. Validato per la colorazione intra- e di superficie. Ideale per la ricerca sui macrofagi e sulla fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD206/MMR di topo
Note/Alias	MR; CD206
Specie	Topo
GeneID (umano)	4360
GeneID	17533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-154 di CD206/MMR di topo (NP_032651.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra), FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61830
Peso della proteina	165 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante