


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd209B/Dc-Signr1 Di Topo Coniugato Con Per Citometria A Flusso - Q8Cj91

Numero articolo: CM0009727



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con e diretto contro CD209b/DC-SIGNR1 di topo, validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla biologia delle cellule dendritiche, il riconoscimento dei patogeni e lo studio dei recettori immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD209b/DC-SIGNR1 di topo coniugato con
Note/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	30835
GeneID	69165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-325 di CD209b/DC-SIGNR1 di topo (NP_081248.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8CJ91
Peso della proteina	16 kDa/33 kDa/36 kDa/37 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante