

Anticorpo Monoclonale Coniglio Topo Cd21/Cd35 Per Fc - P19070

Numero articolo: CM0011772

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD21/CD35 validato per citometria a flusso. Specifico per il CD21/CD35 murino (CR1/CR2), questo anticorpo supporta gli studi sui recettori del complemento delle cellule B, inclusi l'attivazione delle cellule B e la regolazione delle IgE. SWISS: P19070.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD21/CD35
Note/Alias	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Specie	Topo
ID gene (Umano)	1380
ID gene	12902
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-274 della CD21/CD35 di topo (NP_031784.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P19070
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio